

# FICHA TÉCNICA

## GNI111

**NITRILO GENTLE TOUCH LONG  
CUFF AZUL**



**NITRILO**

**DARK BLUE**

**SIN POLVO**

**S-XL**

**AMBIDIESTRO**

**NO ESTÉRIL**

Guante confortable de largo especial. Ofrece protección frente a riesgos químicos específicos y disolventes en contacto esporádico. Entre sus usos destaca el sanitario, exploración y examinación, laboratorio, higiene y limpieza, peluquería, tatuadores, automoción, bricolaje, alimentación, etc.

#### Características:

<b>No contiene proteína de látex, apto para alérgicos al látex</b>	<b>Texturado en sus dedos, facilitando el agarre.</b>
<b>Azul oscuro, sin polvo, de un solo uso, ambidiestros</b>	<b>Alta resistencia y durabilidad.</b>
<b>Puño con reborde de largo especial, protección frente a derrames.</b>	<b>Flexibilidad y Adaptabilidad</b>

#### Presentación:

- Caja dispensadora de 100 unidades, con apertura petroquelada para acceso higiénico al guante.
- Embalaje contiene: 10 cajas de 100 unidades
- Dimensión: 290 x 120 x 90 mm



**Etiquetaje:** Fecha de caducidad, fecha de fabricación, número de lote, Referencia, código de barras. Denominación del producto en varios Idiomas: español, inglés, francés, alemán, portugués, italiano.

Marcado CE, Pictogramas de protección, Normas de seguridad y legislación. Talla y unidades, guía de tallas.

#### Normativa:

- Categoría III. Marca CE según Reglamento (EU) 2016/425
- Clase I. Según Reglamento (EU) 2017/745 por el que se regulan los productos sanitarios, que transpone la Directiva Producto Sanitario 93/42 CEE.
- Normativa alimentaria 10/2011 sobre materiales plásticos destinados a entrar en contacto con alimentos.
- EN ISO EN374-1:2016/A1:2018
- EN ISO EN374-5:2016. (EN 374-4). ISO 16604:2004 Bacteriófago
- EN 420:2003+A1: 2009

Frimisal Distribuciones, S.L.

Avda. Canaletes, 45 - 08290 Cerdanyola (Barcelona)  
C/ Repostería, 7 - Pgno. Ind. San Rafael - 41620 Marchena (Sevilla)  
Telf. 902 125 661 - Fax. 902 102 156 - E-Mail; info@frimsal.es  
<http://www.frimisal.com>

# NITRILO GENTLE TOUCH LONG CUFF AZUL



## RESISTENCIA QUÍMICA

### PERMEACIÓN. EN ISO 374-1:2016/A1:2018

Los guantes se clasifican en términos de tiempo de paso, según cada producto químico individual para el que el guante resiste la permeación.

Los guantes son ensayados frente a los siguientes productos químicos:

QUÍMICOS	NIVEL	LETRA
HIDRÓXIDO SÓDICO 40%	6	K
N-HEPTANO	2	J
FORMALDEHIDO 37%	1	T
PERÓXIDO DE HIDRÓGENO 30%	6	P

Niveles de prestación:

Tiempo de paso (min)	> 10	> 30	> 60	> 120	> 240	> 480
Nivel de prestación	1	2	3	4	5	6

## DEGRADACIÓN

Se determina el % de degradación (DR) para cada producto químico realizado en la permeación.

(DR) K: Hidróxido sódico 40% = -6.97%

(DR) J: n-Heptano= 51.9%

(DR) P: Peróxido de Hidrógeno 30%: -4.76%

El EPI tipo GUANTE DE NITRILO "GENTLE TOUCH LONG CUFF" debe utilizarse para proteger la mano del usuario contra riesgos químicos (productos y niveles anteriormente mencionados) y contra riesgos microbiológicos (bacterias, hongos y virus).

Nunca debe usarse el presente EPI frente a otros riesgos que los anteriormente descritos. Debe evaluarse el uso de este EPI correctamente dependiendo del lugar de trabajo.

EN ISO 374-1:2016/A1:2018 / Tipo B EN ISO 374-5:2016



J K P



VIRUS



CAT III

0161


# NITRIL GENTLE TOUCH LONG CUFF AZUL



Dimensiones del Guante	S	M	L	XL
<b>ANCHO DE PALMA</b>	85 ± 5 mm	95 ± 5 mm	110 ± 5 mm	110 ± 5 mm
<b>LONGITUD</b>	Min 300 mm	Min 300 mm	Min 300 mm	Min 300 mm
<b>Grosor palma mm (± 0.02)</b>	0.15	0.15	0.15	0.15
<b>Grosor dedo mm (± 0.02)</b>	0.17	0.17	0.17	0.17
<b>Grosor puño mm (± 0.02)</b>	0.11	0.11	0.11	0.11
<b>Peso gr. (± 0.3)</b>	8.4	8.8	9.2	9.6

REF	Color	Talla	T. numérica	EAN
<b>0014</b>	Azul Oscuro	S	7	8435234500149
<b>0015</b>	Azul Oscuro	M	8	8435234500156
<b>0016</b>	Azul Oscuro	L	9	8435234500163
<b>0017</b>	Azul Oscuro	XL	10	8435234500170

## Dispensador



## Logística:

Dispensador: 100 guantes

Caja: 10 dispensadores por caja

Pallet: 42 cajas